

Anticorpo Policlonale Anti-Letmd1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P1Q0

Numero articolo: CM0024278

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano LETMD1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sulla funzione mitocondriale e ricerche sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LETMD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HCCR; HCCR1; HCCR2; HCCR-1; HCCR-2; HCRR-2; SLC55A3; 1110019013Rik; LETMD1
Specie	Umano
GenelD	25875
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 161-360 di LETMD1 umano (NP_056231.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q6P1Q0
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio