

Anticorpo Policlonale Anti-Leukosialina (Spn/Cd43) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16150

Numero articolo: CM0027917

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la leucosialina umana (SPN/CD43), una sialoglicoproteina dei leucociti. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione dei linfociti T e il traffico leucocitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPN Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; SPN
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6693
GeneID	6693
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 276-400 della SPN umana (NP_003114.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16150
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio