

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lgals3Bp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q08380

Numero articolo: CM0027638



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a LGALS3BP umano (90K/Mac-2-BP), validato per western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Ideale per ricerche sull'adesione cellulare, sul cancro e sulla difesa immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LGALS3BP Rabbit pAb
Note/Alias	90K; M2BP; gp90; CyCAP; BTBD17B; MAC-2-BP; TANGO10B; LGALS3BP
Specie	Umano
GeneID (umano)	3959
GeneID	3959
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 306-585 di LGALS3BP umano (NP_005558.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08380
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio