


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lgalsl Per Wb E Elisa - Q3Zcw2

Numero articolo: CM0024314



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina correlata alla galectina umana (LGALSL). Convalidato per Western blotting e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Adatto per studi sulle lectine non leganti i carboidrati e sulle funzioni della famiglia delle galectine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LGALSL Rabbit pAb
Note/Alias	GRP; HSPC159; LGALSL
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	29094
GeneID	29094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-172 della LGALSL umana (NP_054900.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q3ZCW2
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio