

Anticorpo Policlonale Anti-Lgi1 Per Wb, Elisa - 095970

Numero articolo: CM0026345



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LGI1, validato per WB e ELISA con reattività verso umano, topo e ratto. Utile per studi sull'epilessia e sulla funzione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	LGI1 Rabbit pAb
Note/Alias	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 301-557 di LGI1 umano (NP_005088.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095970
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio