

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lgi1 Per Wb Ed Elisa - O95970

Numero articolo: CM0003521



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-LGI1 per Western blot (WB) ed ELISA, mirato al LGI1 umano (O95970) con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche neuroscientifiche sulla trasmissione sinaptica e sui meccanismi dell'epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LGI1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9211
GeneID	9211
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 del LGI1 umano (O95970))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O95970
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio