

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lgr4 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Bxb1

Numero articolo: CM0014533



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LGR4 validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con LGR4 umano, murino e di ratto, un recettore della segnalazione Wnt fondamentale per lo sviluppo degli organi, il mantenimento delle cellule staminali e il rimodellamento osseo. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LGR4 Rabbit pAb
Note/Alias	DPSL; GPR48; BNMD17; LGR4
Specie	Umano
ID del gene (umano)	55366
ID del gene	55366
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-540 di LGR4 umano (NP_060960.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BXB1
Peso della proteina	104 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante