

Anticorpo Policlonale Anti-Lgr5 Per Wb, Fc, Elisa - O75473

Numero articolo: CM0021326



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LGR5 umano (GPR49, marcatore delle cellule staminali). Validato per WB, FC, ELISA, presenta reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali intestinali e dei follicoli piliferi. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	LGR5 Rabbit pAb
Note/alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5
Specie	Umano
GeneID (umano)	8549
GeneID	8549
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 480-580 di LGR5 umano (NP_003658.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O75473
Peso della proteina	99998 Da
Spedizione	Ghiaccio