

Anticorpo Monoclonale Anti-Lgr5/Gpr49 Per Wb E Elisa - 075473

Numero articolo: CM0002556

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting LGR5/GPR49 umano, validato per WB e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per studi su cellule staminali e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LGR5/GPR49 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8549
Gene ID	8549
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 800-907 di LGR5/GPR49 umano (075473)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	075473
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio