

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lgr5/Gpr49 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75473

Numero articolo: CM0016023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia LGR5/GPR49 umano, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Per studi sulle cellule staminali e sulla via di segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LGR5/GPR49 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	8549
GeneID	8549
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 824-907 di LGR5/GPR49 umano (NP_003658.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O75473
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio