

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lgr6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hbx8

Numero articolo: CM0009575

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LGR6 validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva LGR6 umano e di ratto, un recettore per le R-spondine che potenzia la segnalazione Wnt e contrassegna le cellule staminali epidermiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	LGR6 Rabbit mAb
Note/Alias	GPCR; VTS20631; LGR6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	59352
GeneID	59352
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 801-900 della proteina LGR6 umana (Q9HBX8).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9HBX8
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio