

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lgr6 Per Wb E Elisa - Q9Hbx8

Numero articolo: CM0029728

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro LGR6 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con LGR6 di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali e sulla via di segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LGR6 Rabbit pAb
Note/Alias	GPCR; VTS20631; LGR6
Specie	Uomo
GenelD	59352
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-510 di LGR6 umano (NP_001017403.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HBX8
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio