

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lhb Per If-P, Ihc-P, Elisa - P01229

Numero articolo: CM0009430

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la subunità beta dell'ormone luteinizzante umano (LHB). Indicato per immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Ideale per studi di endocrinologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-LHB
Note/alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta
Specie	Umano
GenelD (umano)	3972
GenelD	3972
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 21-141 della LHB umana (NP_000885.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01229
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante