

Anticorpo Monoclonale Anti-Lh(Cga/Lhb) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01229

Numero articolo: CM0006671



introduzione

CamelBio offre un anticorpo monoclonale di coniglio specifico per LH (CGA/LHB) umano, adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Progettato per ricercatori IVD che sviluppano saggi per ormoni riproduttivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LH(CGA/LHB) Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; LH(CGA/LHB)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1081/3972
GenelD	1081/3972
Immunogeno	Proteine ricombinanti comprendenti gli amminoacidi 25-116 di CGA e LHB umani
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01215/P01229
Peso Proteico	13KDa/15KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio