

Anticorpo Policlonale Anti-Lhcgr Per Wb, If-P, Elisa - P22888

Numero articolo: CM0020050



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio LHCGR per WB, IF-P, ELISA con reattività crociata verso il topo. Ideale per studi sul recettore dell'ormone lutropina-corionico in biologia riproduttiva e funzione tiroidea. SWISS: P22888.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio LHCGR
Note/Alias	LHCGR; HHG; LCGR; LGR2; LH/CG-R; LH/CGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5; recettore dell'ormone lutropina-corionico
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3973
ID Gene	3973
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P22888
Peso Proteico	71kDa/78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio