

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lhcgr Per Wb, If-P, Elisa - P22888

Numero articolo: CM0026186



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio LHCGR validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con LHCGR umano, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle gonadotropine e dell'endocrinologia riproduttiva. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio LHCGR
Note/Alias	HHG; LHR; LCGR; LGR2; ULG5; LHRHR; LSH-R; LH/CGR; LH/CG-R; LHCGR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3973
GeneID	3973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-360 di LHCGR umano (NP_000224.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22888
Peso Molecolare Proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio