

Anticorpo Policlonale Anti-Lhpp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H008

Numero articolo: CM0014557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LHPP umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. LHPP è una fosfoistidina/fosfolisina fosfatasi coinvolta nel metabolismo. Adatto per studi sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LHPP Rabbit pAb
Note/Alias	HDHD2B; LHPP
Specie	Umano
GeneID	64077
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di LHPP umano (NP_071409.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H008
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante