

Anticorpo Poligonale Anti-Lhx1 Per Wb E Elisa - P48742

Numero articolo: CM0022374

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LHX1 adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Riconosce LHX1 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per lo studio della regolazione della trascrizione e dello sviluppo del mesoderma. UniProt P48742.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LHX1 Rabbit pAb
Note/Alias	LIM1; LIM-1; LHX1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3975
GeneID	3975
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 300 e l'estremità C-terminale di LHX1 umano (NP_005559.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P48742
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio