

Anticorpo Policlonale Anti-Lhx1 Per Wb, Elisa - P48742

Numero articolo: CM0021512

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting LHX1 umano (LIM1), validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la biologia dello sviluppo e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LHX1 Rabbit pAb
Note/Alias	LIM1; LIM-1; LHX1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3975
GeneID	3975
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-180 di LHX1 umano (NP_005559.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P48742
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio