

Anticorpo Monoclonale Anti-Lhx3 Per Wb, Elisa - Q9Ubr4

Numero articolo: CM0003493

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LHX3 validato per WB ed ELISA. Rileva LHX3 umano, di topo e ratto, un fattore di trascrizione chiave per lo sviluppo ipofisario e neuronale. PM 43kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LHX3 Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	LIM3; CPHD3; M2-LHX3; LHX3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8022
GeneID	8022
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 di LHX3 umano (Q9UBR4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBR4
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio