

Anticorpo Policlonale Anti-Lhx4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q969G2

Numero articolo: CM0029512



introduzione

LHX4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Esso è diretto contro la proteina LIM/homeobox Lhx4, un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo polmonare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LHX4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CPHD4; LHX4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	89884
Gene ID	89884
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-390 di LHX4 umano (NP_203129.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q969G2
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio