

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lhx5 Per Wb Ed Elisa - Q9H2C1

Numero articolo: CM0019736

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LHX5 per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani, murini e di ratto. Target: proteina LIM/homeobox Lhx5 (44 kDa, Q9H2C1), un regolatore della differenziazione neuronale. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LHX5 Rabbit pAb
Note/alias	LHX5
Specie	Uomo
GeneID (umano)	64211
GeneID	64211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-180 di LHX5 umano (NP_071758.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H2C1
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante