

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lhx6 Per Wb, Elisa - Q9Upm6

Numero articolo: CM0021173

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LHX6 validato per WB ed ELISA su campioni umani. LHX6 è un fattore di trascrizione LIM-homeobox fondamentale per la migrazione degli interneuroni e lo sviluppo corticale. Adatto per la ricerca in neuroscienze e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LHX6 pAb di coniglio
Note/alias	LHX6; LHX6.1; LIM homeobox 6
Specie	Umano
GeneID	26468
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di LHX6 umano (NP_001229263.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UPM6
Peso della proteina	19kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio