

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lhx8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q68G74

Numero articolo: CM0018248

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LHX8 validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva LHX8 umano, un fattore di trascrizione LIM-homeobox coinvolto nella differenziazione neuronale e mesenchimale. Indicato per studi di neuroscienze e di biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LHX8 pAb di coniglio
Note/alias	LHX7; LHX8
Specie	Umano
ID del gene	431707
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di LHX8 umano (NP_001001933.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q68G74
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante