


Anti-Lhx9 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9Nq69

Numero articolo: CM0014848



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a LHX9 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. LHX9 è una proteina LIM/homeobox coinvolta nello sviluppo gonadico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LHX9 Coniglio pAb
Note/Alias	LHX9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di LHX9 umano (NP_064589.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQ69
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio