

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lif Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15018

Numero articolo: CM0016590



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro LIF umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con LIF umano, di topo e di ratto (22kDa). Ideale per la ricerca in biologia delle cellule staminali e nella segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LIF Rabbit pAb
Note/Alias	CDF; DIA; HILDA; MLPLI; LIF
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3976
GenelD	3976
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15018
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio