

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lifr Per Wb, Elisa - P42702

Numero articolo: CM0017879



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LIFR umano, adatto per Western blotting e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Bersaglia il recettore del fattore inibitore della leucemia, una subunità di trasduzione del segnale coinvolta nei complessi dei recettori delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LIFR Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R; LIFR
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	3977
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-700 di LIFR umano (NP_002301.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo
SWISS	P42702
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio