

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lig1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P18858

Numero articolo: CM0022692



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la DNA ligasi 1 umana (LIG1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. LIG1 svolge un ruolo chiave nella riparazione, replicazione e ricombinazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LIG1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	LIG1; IMD96; hLig1; LIG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3978
GeneID	3978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 565-790 della LIG1 umana (NP_000225.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P18858
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio