

Anticorpo Monoclonale Anti-Lilra2/Cd85H Per If/Icc, Fc - Q8N149

Numero articolo: CM0010981



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LILRA2 umano coniugato ad per immunofluorescenza e citometria a flusso. Targetizza il recettore dell'immunità innata ILT-1; validato in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-LILRA2/CD85h umano
Note/alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Specie	Umano
GeneID	11027
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-449 di LILRA2/CD85h umano (NP_001124389.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N149
Peso della proteina	53 kDa/51 kDa/48 kDa/47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante