


Anticorpo Monoclonale Anti-Lilrb1/Cd85j/Ilt2 Per Wb, Fc, Elisa - Q8Nhl6

Numero articolo: CM0006854



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LILRB1 umano (CD85j/ILT2) validato per Western blot, citometria a flusso ed ELISA. Recettore inibitorio per MHC classe I; adatto per studi sui checkpoint immunitari e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LILRB1/CD85j/ILT2 Rabbit mAb
Note/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; LILRB1/CD85j/ILT2
Specie	Umano
GeneID	10859
Immunogeno	Proteina ricombinante di LILRB1/CD85j/ILT2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8NHL6
Peso Proteico	49KDa/70KDa/71KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio