

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lilrb2/Cd85D/Ilt4 Per Wb/Elisa - Q8N423

Numero articolo: CM0013087



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti LILRB2 umano (CD85d/ILT-4), validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio della tolleranza immunitaria, l'interazione con HLA-G e la segnalazione recettoriale in monociti e cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LILRB2/CD85d/ILT4 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10; LILRB2/CD85d/ILT4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10288
GeneID	10288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 479-598 di LILRB2/CD85d/ILT4 umano (NP_005865.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8N423
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio