


Anticorpo Policlonale Anti-Lilrb3 Per Wb, Elisa - 075022

Numero articolo: CM0020716



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LILRB3 umano (ILT5/CD85a), validato in WB ed ELISA. Reagisce anche con il topo. LILRB3 è un recettore inibitorio sulle cellule B e sui monociti, che riduce l'attivazione. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LILRB3 Rabbit pAb
Note/alias	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6; LILRB3
Specie	Umano
ID gene (umano)	11025
ID gene	11025
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	075022
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata