

Anticorpo Policlonale Anti-Lilrb4 Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q8Nhj6

Numero articolo: CM0025419



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LILRB4 (ILT3/CD85K) umano, adatto per WB, IHC-P, IF-P, ELISA; rileva uomo, topo, ratto. Bersaglia un recettore immunitario inibitorio per studi sulla tolleranza e l'immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LILRB4 Rabbit pAb
Note/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5; LILRB4
Specie	Uomo
Gene ID	11006
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NHJ6
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio