

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lim Chinasi 1 (Limk1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P53667

Numero articolo: CM0006715



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di grado IVD contro la LIM chinasi 1 (LIMK1) per Western Blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la LIMK1 umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro di actina e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LIM chinasi 1 (LIMK1), mAb di coniglio
Note/Alias	LIMK1; LIMK; LIMK-1; chinasi 1 del dominio LIM; LIM chinasi 1 (LIMK1)
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	3984
ID del gene	3984
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 630-647 della LIM chinasi 1 umana (LIMK1) (NP_002305.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P53667
Peso della proteina	33kDa/68kDa/70kDa/72kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio