

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lim2 Per Wb E Elisa - P55344

Numero articolo: CM0024978



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a LIM2 (MP19) umano, validato per WB e ELISA. Adatto per la ricerca sullo sviluppo del cristallino e sulla catarattogenesi in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	LIM2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MP17, MP19, CTRCT19, LIM2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3982
GeneID	3982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-110 di LIM2 umano (NP_085915.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P55344
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio