

Anticorpo Policlonale Anti-Lima1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhb6

Numero articolo: CM0017022



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per LIMA1 umano (EPLIN), validato in WB, IHC-P ed ELISA. Rileva LIMA1 murino. Supporta la ricerca sulle dinamiche dell'actina, sul ciglio primario e sull'assorbimento del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LIMA1 Rabbit pAb
Note/alias	EPLIN; LDLCQ8; SREBP3; LIMA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	51474
GeneID	51474
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 560-759 di LIMA1 umano (NP_057441.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9UHB6
Peso della proteina	85 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante