

Anticorpo Policlonale Anti-Limch1 Per Wb, Elisa - Q9Upq0

Numero articolo: CM0022121

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LIMCH1 di alta qualità per applicazioni Western blot ed ELISA. Validato su campioni umani. Bersaglia la proteina associata alle fibre di stress dell'actina che regola la migrazione e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LIMCH1 Rabbit pAb
Note/Alias	LMO7B; LIMCH1A; LIMCH1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-450 della LIMCH1 umana (NP_001106189.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9UPQ0
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio