


Anticorpo Policlonale Anti-Lims1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Numero articolo: CM0017114



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LIMS1 umano (PINCH1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LIMS1 Rabbit pAb
Note/alias	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Specie	Umana
GeneID (umano)	3987
GeneID	3987
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-325 di LIMS1 umano (NP_001180417.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P48059
Peso della proteina	37kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante