

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lims1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Numero articolo: CM0030815



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato contro LIMS1 umano (PINCH-1). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulle adesioni focali e sulla migrazione cellulare. 37kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-LIMS1
Note/Alias	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3987
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-325 di LIMS1 umano (NP_001180417.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48059
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio