

Anticorpo Monoclonale Anti-Lin28A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9Z2

Numero articolo: CM0007221



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting umano LIN28A, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva una proteina di 23 kDa e cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla pluripotenza e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LIN28A Rabbit PolymAb®
Osservazioni/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79727
GeneID	79727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di LIN28A umano. (NP_078950.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9Z2
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio