


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lin28B Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q6Zn17

Numero articolo: CM0012596



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro LIN28B umano, validato per WB, IP, IHC-P e ELISA. LIN28B è un regolatore chiave della biogenesi dei microRNA, fondamentale per la pluripotenza delle cellule staminali e la progressione tumorale. Ideale per uso diagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LIN28B Rabbit mAb
Note/Alias	CSDD2; LIN28B
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	389421
ID gene	389421
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 di LIN28B umano (Q6ZN17)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q6ZN17
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato