

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lin7C Per Wb Ed Elisa - Q9Nup9

Numero articolo: CM0023677



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-LIN7C validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce con LIN7C umano, di topo e di ratto (Q9NUP9). Adatto per studiare la polarità cellulare, il traffico di membrana e l'organizzazione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LIN7C Rabbit pAb
Note/Alias	MALS3; VELI3; LIN-7C; MALS-3; LIN-7-C; LIN7C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di LIN7C umano (NP_060832.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NUP9
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio