

Anticorpo Policlonale Anti-Lingo1 Per Wb, Elisa - Q96Fe5

Numero articolo: CM0024874



introduzione

LINGO1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LINGO1 umano (Q96FE5), validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il topo, idoneo per studi sulla rigenerazione assonale e la mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LINGO1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LERN1, MRT64, LRRN6A, UNQ201, LINGO1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84894
GeneID	84894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-240 di LINGO1 umano (NP_116197.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96FE5
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio