

Anti-Lins1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q8Ng48

Numero articolo: CM0014439

introduzione

Anti-LINS1 Coniglio Anticorpo Policlonale validato per WB ed ELISA. Reagisce con la proteina LINS1 umana, del mouse e del ratto (86 kDa). Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sulla disabilità intellettiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LINS1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LINS; MRT27; WINS1; LINS1
Specie	Umano
GenelD	55180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 541-700 del LINS1 umano (NP_001035706.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8NG48
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio