


## Anticorpo Policlonale Anti-Lipa Per Wb, Elisa - P38571

Numero articolo: CM0030089



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LIPA umano (lipasi acida lisosomiale), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico e sulle malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | LIPA Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/Alias          | LAL; CESD; LIPA                                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)      | 3988                                                                                                                            |
| GeneID              | 3988                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-399 di LIPA umano (NP_001121077.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività Crociata | Umano, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS               | P38571                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 45kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                           |