

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lipc (Triacilglicerolo Lipasi Epatica) Per Wb, If/Icc, Elisa - P11150

Numero articolo: CM0017075

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'LIPC umano (triacilglicerolo lipasi epatica). Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, HDL e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	LIPC Rabbit pAb
Note/Alias	HL; HTGL; LIPH; HDLCQ12; LIPC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3990
ID Gene	3990
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-499 dell'LIPC umano (NP_000227.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P11150
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio