


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lipf Per Wb E Elisa - P07098

Numero articolo: CM0030045



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio LIPF per applicazioni WB, ELISA; riconosce essere umano, topo, ratto. Bersaglia la triacilglicerolo lipasi gastrica (P07098); enzima secreto per la ricerca sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LIPF Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	GL; HGL; HLAL; LIPF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8513
ID Gene	8513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 219-398 della LIPF umana (NP_004181.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07098
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio