

Anticorpo Policlonale Anti-Lipg Per Wb, Elisa - Q9Y5X9

Numero articolo: CM0023184

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la lipasi endoteliale (LIPG) umana. Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e le malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LIPG Rabbit pAb
Note/Alias	EL; EDL; PRO719; LIPG
Specie	Umano
ID Gene	9388
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 251-500 della LIPG umana (NP_006024.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y5X9
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio