

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Liph Per Wb Ed Elisa - Q8Wwy8

Numero articolo: CM0018748

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la LIPH umana (lipasi membro H), una fosfolipasi A1 selettiva per l'acido fosfatidico. Adatto per Western blotting (WB) ed ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Supporta studi sul metabolismo lipidico e sulla biologia del capello.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | LIPH Rabbit pAb                                                                                                                            |
| Note/Alias          | AH; LAH2; ARWH2; HYPT7; LPDLR; PLA1B; mPA-PLA1; LIPH                                                                                       |
| Specie              | Umana                                                                                                                                      |
| GeneID (Umano)      | 200879                                                                                                                                     |
| GeneID              | 200879                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della LIPH umana (NP_640341.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                          |
| SWISS               | Q8WWY8                                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 51 kDa                                                                                                                                     |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                          |