

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lipin 1 Per Wb Ed Elisa - Q14693

Numero articolo: CM0016719

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Lipin-1 umana (LPIN1), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto, ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sull'adipogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Lipin 1 Rabbit pAb
Note/Alias	PAP1; Lipin 1
Specie	Uomo
GenelD	23175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 261-414 della Lipin 1 umana (NP_663731.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q14693
Peso della proteina	99 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante